

Autolékárnička

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem, motorového vozíku a jízdního kola s pomocným motorkem, je vybavováno příslušným druhem lékárničky pro poskytování první pomoci.

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékařnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo. Úložný prostor pro lékařničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékařnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla je povinen lékařničku udržovat v řádném stavu, přičemž doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena.

Druhy a obsah lékařniček

1. Lékařnička pro vozidla kategorie L (motolékárnička)

Obvaz hotový sterilní č. 2	1 ks
Obvaz hotový sterilní č. 4	1 ks
Šátek trojčipý	1 ks
Náplast s polštářkem 8 cmx4 cm	3 ks
Obinadlo škrťací pryžové délka 70 cm	1 ks
Rouška resuscitační	1 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu	1 ks
Špendlík zavírací v antikoroziční úpravě	2 ks

2. Lékařnička pro ostatní motorová vozidla

	Velikost lékařničky		
	I. Automobily ostatní	II. Automobil do 80 přepravních míst	III. Automobil nad 80 přepravních míst
Obvaz hotový sterilní č.2	2 ks	5 ks	10 ks
Obvaz hotový sterilní č.3	2 ks	5 ks	10 ks
Obvaz hotový sterilní č.4	2 ks	5 ks	10 ks
Šátek trojčipý	2 ks	3 ks	6 ks
Obinadlo elastické 10 cm x 5 m	--	3 ks	6 ks
Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m	1 ks	2 ks	4 ks
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm	6 ks	12 ks	18 ks
Obinadlo škrťací pryžové,délka 70 cm	1 ks	3 ks	5 ks
Dezinfekční roztok ve spreji	1 ks	1 ks	2 ks
Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm	1 ks	3 ks	5 ks
Rouška resuscitační	1 ks	2 ks	4 ks
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu	1 ks	2 ks	4 ks
Rouška PVC 20 cm x 20 cm	1 ks	2 ks	4 ks
Špendlík zavírací v antikoroziční úpravě	2 ks	2 ks	4 ks
Nůžky	1 ks	1 ks	1 ks